

Version Nr.: 1

**Nr: 7759 Präanalytik: Belege - Korrekte
Einsendung**

gültig ab: 03.07.2014

Klin. Institut für Labormedizin

Korrekte Einsendung der Belege

Bitte
unbedingt
beachten !!!

Diesen Beleg
nicht falten!

Markieren Sie richtig!

falsch
 richtig

BST

Ausschließlich
Betriebsstellenetiketten
verwenden

Ausschließlich MAC –
Patientenetiketten verwenden

Abnahmedatum und –zeit
markieren

Projektzahl
T=1000
H=100
Z=10
E=1
Bzw. Parameter markieren

Allg. Krankenhaus der Stadt Wien (Medizinischer Universitätscampus)
Klinisches Institut für Labormedizin

1090 Wien Währinger Gürtel
Tel.: 01/404 00-53 59

Ebene 5 Zentrale Probenannahme

Routine Version 16

Name: TESTPERSON Antonia
Testerstrasse 4
1090 WIEN
BST: 901 RA2
W 14 07 2003 WGGK V/
901-RA /03/013051 DVR:0000191

Kostenstellenetikett nicht mehr notwendig!

AKH-Dummybetriebsst.
KISTS-Rechner 1
AKH BST 901/YR01

Etikett für Einsender
RT 1084035089

Klinische Chemie 06

Nativ-Blut - Trenngel

Glucose 16
Jodoacetat oder Natriumfluorid 5 ml

Gerinnung 14
Citrat-Blut

Harnchemie 11
10 ml Harn

Harnbefund STIX 12
10 ml Harn

Hämätologie (KBB) 10
EDTA-Blut

Gerinnungstherapie:
Heparin Marcoumar
LMW Heparin Organon
Fondaparinux Dabigatran

Gerinnungstherapie:
NT, PTT, Fgen AT III
NT (PTZ) D-Dimer
PTT
Fibrinogen TT (NR)
TZ Anti Xa (Therapieangabe erforderlich)
Hemoclor® Dabigatran

Urinsammelvolumen in ml

Urinsammelzeit in Stunden

Infekt. Mat.
ambulant Vorwert
stationär Nachwert
Sonderklasse Punktat

Natrium 10 HDL 20 Amyl.ges.
Kalium 14 LDL 30 P.amyl.
Chlorid 12 Bil. ges. 30 Lipase
Calcium 10 Bil. dir. 30 CRP
Magnesium 19 tresies Hb 30 Lp (a)
Eisen 20 AP 30 APO A1
Phosphat 17 ASAT (GOT) 30 APO B
Eiweiß 20 ALAT (GPT) 30 Ferritin
Albumin 20 GGT 30 TRF
Kreatinin 24 CHE 30 TRF-Sättigung
Harnstoff-N 20 LDH 30
Harnsäure 20 HBDH 30
Triglyceride 20 CK 40
Cholesterin 20 CK-MB 40 TSH Stufendiagn.

Nicht mit
rotem Stift
markieren!

Erstellung:
QM Koordinator (Koord.)
Druckdatum: 08.11.2019 12:36:00

Freigabe:
BereichsleiterIn