



ÖQUASTA

Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung
und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen
1090 Wien, Hörlgasse 18/5
Tel. 01/319 88 95, Fax: 01/319 88 97
<http://www.oequasta.at> e-mail: office@oequasta.at

AKH-KLINISCHES INSTITUT
MED.-CHEM. LABORDIAGNOSTIK
Stabsstelle TQM / Leitstelle 5H
Prof. Monika FRITZER
Bereich Gerinnung
Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien



Bestätigung

Bei folgenden Parametern entsprach die Zuverlässigkeit Ihrer Analysenergebnisse bei mindestens einem Rundversuch im Jahr 2012 den Anforderungen der ÖQUASTA:

Thromboplastinzeit, INR-angegeben, aPTT, Thrombinzeit, Fibrinogen, AT III (%),
APC-Resistenz

Für die ÖQUASTA

Prof. Dr. P. Chiba e.h.

Prof. Dr. M.M. Müller e.h.